



REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Per aziende oltre 2 lavoratori

ANNO
2021

MESE DI:

INCARICATO ALLE VERIFICHE: _____

Cassetta n°		CASSETTA PS	
		OK	M/S
Collocazione			
Contenuto	Quantità	OK	M/S
Guanti sterili monouso	5 paia		
N° 2 Flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio	500 ml		
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)	2 flaconi da 500 ml		
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole	2 buste		
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole	10 buste		
Pinzette da medicazione sterili monouso	2		
Confezione di cotone idrofilo	1		
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	2		
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5	2		
Astuccio rete elastica tubolare	1		
Un paio di forbici	1		
Lacci emostatici	3		
Ghiaccio pronto uso	2		
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	2		
Termometro clinico	1		
Maschera con visiera paraschizzi	1		
Teli sterili in TNT	2		

* Esito verifica : indicare **OK**, oppure nella colonna **M/S** indicare la quantità da acquistare perché mancante o scaduto

** Per gli apparecchi elettronici verificare lo stato e scadenza delle batterie.

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO / PACCHETTO DI MEDICAZIONE

In base al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 15 luglio 2003, N. 388, la cassetta di primo soccorso (o pacchetto di medicazione) devono contenere almeno:

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

In dotazione alle aziende classificate gruppi A e B (con 3 o più lavoratori),

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.



CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

In dotazione alle aziende classificate nel gruppo C (con meno di 3 lavoratori) compresi i cantieri temporanei

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).



N.B: SI CONSIGLIA DI INTEGRARE IL CONTENUTO DELLA CASSETTA E DEL PACCHETTO CON I SEGUENTI PRESIDI:

- **FOTOCOPIA DELLA PAGINA DI PRONTO SOCCORSO DELLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE**
- **Altro** (su consiglio del vs. medico competente): _____

NB: Il contenuto della cassetta, o del pacchetto, deve sempre risultare completo e integro. La cassetta non deve contenere farmaci (che possono essere somministrati solamente da personale medico).

Deve essere disponibile un mezzo di comunicazione per chiamare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (**cellulare** per i cantieri e luoghi di lavoro non dotati di telefono).

Si consiglia di acquistare la cassetta del tipo "a valigetta trasportabile con staffa a muro" per poter essere facilmente trasportata vicino all'infortunato.

Per gli apparecchi misurazione pressione elettronici verificare lo stato e scadenza delle batterie (scadenza indicata alla base della pila). Effettuare una prova di misurazione.

È anche consigliabile dotarsi di **lampada di emergenza portatile**.